

Healthcare

Siemens Healthcare Diagnostics GmbH, H DX, Siemensstraße 90, 1210 Vienna

Jméno Divize	Dipl.-Ing. Franz Schwarz H DX
Telefon	+43 51707-45566
Fax	+43 51707-56253
Mobil	+43 (664) 8011745566
E-mail	franz.j.schwarz@siemens.com
Datum	12. září, 2011

ADVIA® 120/2120/2120i Hematology Systems

Doplňkové bezpečnostní informace

Vážený zákazníku,

z naší evidence vyplývá, že používáte hematologický systém ADVIA® 120/2120/2120i.

Siemens, kvůli stálé snaze zajištění zákaznické bezpečnosti, doporučuje v souvislosti se SLP, že přiložené preventivní opatření by měla být prováděna vždy, když je prováděna údržba, nebo v případě řešení problémů systémů ADVIA.


Z bezpečnostního preventivního opatření vyplývá, že při zacházení s bělidlem ADVIA EZ KLEEN / EZ WASH, jakýmkoli čistícím nebo antivirální činidlem nebo s jinou potenciálně nebezpečnou kapalinou noste ochranný oděv, rukavice a bezpečnostní brýle. **K zajištění optimální bezpečnosti Siemens dále doporučuje používání obličejového štítu s ochrannými brýlemi vždy, když používáte nebo manipulujete s tímto materiálem.**

Uchovejte tento věstník u Vašich laboratorních záznamů. Pokud máte jakékoli otázky, nebo pokud potřebujete další informace, kontaktujte prosím Zákaznické Centrum Siemens.


Děkujeme za Vaši trpělivost a setrávající přízeň produktům Siemens Healthcare Diagnostics.

S pozdravem,

Siemens Healthcare Diagnostics GmbH



i.V. Mag Peter Weingartmann
Senior Director RAQS-EHS EMEA



i.V. Mag.^a Martina Schreiber
Head of Marketing Austria & SEE

Siemens Healthcare Diagnostics GmbH
Management: Hermann Huber, Mag. Guenter Haemmerle
Gerold Gruber, Dr. Gerhard Stappen

Siemensstraße 90
1210 Vienna
Austria

Tel.: +43 51707 0

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Firmensitz: Wien; Firmenbuchnummer: FN 135042 t; Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien