

14. února 2013

**UPOZORNĚNÍ (FIELD SAFETY NOTICE)**

**Oxoid Xpect™ Legionella Test Kit,  
R24680 šarže 274804, 249258, 302723**

Zákazníkům se doporučuje následující:

Během technického vyšetřování bylo zjištěno, že kazety těchto šarží výrobku Oxoid Xpect™ Legionella Test Kit (kód výrobku R24680), mohou vykazovat falešně pozitivní výsledky.

Používání kazet těchto šarží může vést k hlášení nesprávných výsledků přítomnosti antigenů Legionella pneumophila seroskupin 1 a 6 ve vzorcích lidské moči.

Zákazníci by měli přezkoumat výsledky získané za použití této šarže výrobku a zvážit opakování testů.

V souladu s naší politikou jakosti žádáme o likvidaci zbývajících zásob této šarže výrobku a kontaktování zákaznického servisu místního dodavatele Oxoid, který bezplatně poskytne náhradu výrobku.

Toto upozornění je nutno předat všem osobám ve vaší organizaci, kterých se týká.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) byl o tomto bezpečnostním nápravném opatření v terénu (Field Safety Corrective Action) informován.

V případě jakýchkoliv problémů spojených s tímto upozorněním nebo budete-li potřebovat bližší informace, kontaktujte prosím naše oddělení technické podpory prostřednictvím místní pobočky Oxoid.\*

S úctou,



**Colin Booth**  
**Global Director, Quality Assurance and Regulatory Affairs, Microbiology Products**

\* OXOID CZ s.r.o., Kaštanová 64/539, 620 00 Brno, tel. 800 101 038, fax 800 101 058,  
oxid.cz@thermofisher.com



OXOID Deutschland GmbH  
Am Lippeglaeis 4-8  
D – 46483 Wesel

+49 (0) 281 1520  
+49 (0) 281 1521 fax  
oxid@thermofisher.com

www.thermofisher.com  
www.oxid.com